

Detaljerad metodlista Life Genomics (sida 1/2)

Ackrediteringsområde	Specifikt namn	Provmaterial	Undersökning/process	Mätprincip	Utrustning	Enhet	Teknikområde	Metoddokumentation	Lab/ort	Datum för ackreditering
<i>Kan ligga som rubrik på listan om den bara innehåller ett ackrediteringsområde</i>	<i>Specifikt namn på det som undersöks. En rad i omfattningen kan motsvaras av flera rader i metodlistan</i>	<i>Material eller produkt som ska provas, t ex: blod, plasma, serum, DNA etc.</i>	<i>Beskriver komponent, parameter eller egenskap/undersökning som ska provas.</i>	<i>Provningsteknik eller provningsmetod</i>	<i>Utrustning som används eller namn på bioinformatiskt verktyg</i>	<i>Enhet för egenskap som provas</i>	<i>Fylls i för bioinformatik</i>	<i>Dokumentnummer och version på beskrivning</i>		
Humangenetik	Hjälpmetod	Blod	Extraktion av DNA	Extraktion	Qiasymphony (Qiagen)	-		0396-10	Life Genomics	2020-11-06
Humangenetik	Hjälpmetod	Plasma	Extraktion av DNA	Extraktion	Qiasymphony (Qiagen)	-		0396-10	Life Genomics	2020-11-06
Humangenetik	Trisomi 13	Cellfritt DNA extraherat inom verksamheten från listat provmaterial eller som erhållits externt	Detektion av sekvensvarianter	Array	AcfS Harmony system CE-IVD (Roche)	-		0349-26	Life Genomics	2020-11-06
Humangenetik	Trisomi 18	Cellfritt DNA extraherat inom verksamheten från listat provmaterial eller som erhållits externt	Detektion av sekvensvarianter	Array	AcfS Harmony system CE-IVD (Roche)	-		0349-26	Life Genomics	2020-11-06
Humangenetik	Trisomi 21	Cellfritt DNA extraherat inom verksamheten från listat provmaterial eller som erhållits externt	Detektion av sekvensvarianter	Array	AcfS Harmony system CE-IVD (Roche)	-		0349-26	Life Genomics	2020-11-06
Humangenetik	Könskromosomsavvikelser (X0, XXX, XXY och XYY)	Cellfritt DNA extraherat inom verksamheten från listat provmaterial eller som erhållits externt	Detektion av sekvensvarianter	Array	AcfS Harmony system CE-IVD (Roche)	-		0349-26	Life Genomics	2024-01-26
Humangenetik	22q11.2 mikrolektion	Cellfritt DNA extraherat inom verksamheten från listat provmaterial eller som erhållits externt	Detektion av sekvensvarianter	Array	AcfS Harmony system CE-IVD (Roche)	-		0349-26	Life Genomics	2024-01-26

Detaljerad metodlista Life Genomics (sida 2/2)

Ackrediteringsområde	Teknikområde	Övergripande beskrivning	Komponent/ Undersökning	Provmaterial	Metod/Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Mätosäkerhet Nivå/CV	Lab/Ort	Datum för ackreditering
Klinisk kemi			<i>Analysens namn, beskriver komponent, parameter eller egenskap/undersökning som ska provas.</i>	<i>Material eller produkt som ska provas, t ex: blod, plasma, serum.</i>	<i>Mätprincipen, dvs provningsteknik, provningssmetod</i>	<i>Utrustning som används</i>	<i>Intern metod:XXX version y</i>				
Klinisk kemi	Immunkemi	Immunokemisk analys av TSH med torkat blod som utgångsmaterialet vilket elueras på laboratoriet innan analys.	Tyreotropin (TSH)	blod (qDBS)	Immunkemi, elektrokemiluminiscens	Roche Cobas e411	Metodbeskrivning TSH – Tyroideastimulerande hormon – Teknisk del (3941) - 1	mIE/L	2 / 8,0 %	Life Genomics / Göteborg	Ej Ackrediterad