

ETT ERBJUDANDE FRÅN LIFE GENOMICS:

PROSTATATEST

Ett test med egenprovtagning för Prostataspecifikt antigen (PSA)

PSA Life Genomics

Prostata specifikt antigen (PSA) är ett protein som produceras i prostatakörteln och mäts via ett blodprov. Förhöjda nivåer kan indikera cancer, men även godartad prostataförstoring eller inflammation. Med Life Genomics enkla PSA-test där du kan ta ditt prov själv i hemmet blir testningen mer tillgänglig och enklare för individen.



Provtagning: Kapillärt blod samlat på Capitainer®B10



Transport: I omgivningstemperatur, via vanlig post eller ombud



Indikation för testet: Identifiering av förhöjda PSA nivåer som indikation på förändringar i prostatan. Testet är inte avsett för att följa behandling av prostatacancer.



Svarstid: Inom 5 arbetsdagar från ankomst till lab



Remiss/svarsrapportering: Via Labportalen



Mätintervall: 1,5-100 µg/L serum - Värden under mätintervall svaras ut som < 1,5 µg/L serum



Akrediterat laboratorium: Ja



FAQ

Vi besvarar gärna era frågor och skräddarsyr lösningar efter ert behov.

Hur distribueras provtagningskiten?

Lösningen för distribution kan sättas upp helt efter era önskemål. De kan levereras till hyllan på er mottagning, eller som en tjänst med utskick direkt till slutanvändaren. Vi har ett samarbete med **Direkttest** för logistik direkt till individ.

Hur analyseras proverna?

På Life Genomics analyserar vi proverna på Roche cobas e411, där vi utvecklat en egen metod enligt IVDR för proverna tagna via **Capitainer®B10**.

Vilka referensintervall på PSA gäller för kapillärprovet?

Svaret som erhålles från vår metod är koncentration PSA per mikrog/L serum och samma referensintervall och gränser som vid ett venöst serumprov kan användas.

Kan jag också få PSA fritt/tot kvot

Nej, vårt test är inte tänkt att användas vid fortsatt utredning och fritt PSA erbjuds därför inte.

